



2WIN



# MANUEL D'UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE



# INDEX

Avertissements	p. 2-4
Usage	p. 5
A propos des LEDs	p. 6
Étiquette et symboles	p. 7-8
Informations techniques	p. 9-10
Tableaux CEM	p. 11-17

# AVERTISSEMENTS



AVANT D'UTILISER LE CHARGEUR,  
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE  
MODE D'UTILISATION DE 2 L AVEC  
L'UTILISATION DU CHARGEUR



CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE  
UTILISÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS  
RICHES EN OXYGÈNE OU EN PRÉSENCE DE  
PRODUITS INFLAMMABLES



POUR REDUIRE LE RISQUE DE  
BLESSURE, NE CHARGEZ QUE LES  
BATTERIES CS-SP112XL ET PSP-110ML



CET APPAREIL EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR. NE PAS EXPOSER À L'EAU : RISQUE D'ÉLECTRO ÉLECTROCUTION



N'UTILISEZ LE CHARGEUR QU'AVEC LES ACCESSOIRES FOURNIS PAR ADAPTICA (PAR EXEMPLE LE CÂBLE USB, L'ADAPTATEUR SECTEUR, ETC.)



AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N'EST AUTORISÉE. SEULS LES TECHNICIENS AUTORISÉS PAR LE FABRICANT PEUVENT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL



Le dispositif a été testé et s'est avéré conforme aux limites des dispositifs médicaux contenues dans la norme IEC60601-1-2.






L'appareil peut provoquer des interférences radio ou perturber le fonctionnement d'appareils situés à proximité.








Il peut être nécessaire de prendre des mesures d'atténuation, telles que la réorientation ou le déplacement du chargeur 2WIN ou le blindage du site d'installation.

# USAGE








	<p>Branchez le câble USB Type-C sur le chargeur et connectez-le à l'alimentation électrique.</p>
	<p>Insérez la batterie dans le chargeur</p>
	<p>Retirer la batterie et l'utiliser dans le 2WIN</p>





## A PROPOS DES LEDS

 A red LED indicator inside a rounded rectangular frame. To the left of the LED is a battery icon with two vertical bars of different heights.	<b>Voyant rouge de la batterie:</b> charge de la batterie
 A green LED indicator inside a rounded rectangular frame. To the left of the LED is a battery icon with two vertical bars of different heights.	<b>Voyant vert de la batterie:</b> batterie chargée
 An empty circle inside a rounded rectangular frame. To the left of the circle is a battery icon with two vertical bars of different heights.	<b>Témoin de batterie éteint:</b> aucune batterie insérée ou batterie endommagée
 A green LED indicator inside a rounded rectangular frame. To the left of the LED is a lightning bolt icon.	<b>LED verte de charge:</b> connecté à l'alimentation
 An empty circle inside a rounded rectangular frame. To the left of the circle is a lightning bolt icon.	<b>LED de charge éteinte:</b> pas de connexion



# ÉTIQUETTE ET SYMBOLES

 <p><b>SHENYANG EYEROBO CO. LTD</b> No. 66 SISHUI STREET, HUNNAN DISTRICT, 110163 SHENYANG - CHINA</p> <p><b>Model:</b> C-HE18 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SN</span> serial number</p> <p><b>Input:</b>  5V, 750mA</p> <p><b>Output:</b>  4.2V, 650mA</p> <p>    yyyy-mm-dd</p>	<p>Appareil électronique soumis à la directive DEEE sur l'élimination des déchets</p>
---	---

	Marquage CE
	ID du fabricant
	Lire le manuel de l'utilisateur
	Date de production

# INFORMATIONS TECHNIQUES

- AC/DC 110/240 VAC, 50/60 Hz
- Câble d'alimentation : USB type C standard
- Longueur du câble min-max: 1-1,5 m
- Poids: 70 g
- Modèle de bloc-batteries : CS-SP112XL ou PSP-110ML
- Dimensions: 6.5 X 7.0 X 2.5 mm
- Tension nominale: 5 V

- Charge standard : Méthode CC-CV avec courant de charge de 600 mA
- Température maximale de fonctionnement: 25°C
- Chargeur magnétique

# Tableaux CEM

<b><u>Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques</u></b>		
<b>Le chargeur de batterie 2WIN est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du chargeur de batterie 2WIN doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.</b>		
<b>Test d'émissions</b>	<b>Conformité</b>	<b>Environnement électromagnétique - conseils</b>
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le chargeur de batterie 2WIN utilise l'énergie RF uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de causer

		des interférences dans les équipements électroniques à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Le chargeur de batterie 2WIN peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public
Émissions d'harmoniques CEI 61000-3-2	Non applicable	tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Fluctuations de tension/émissions de papillotement CEI 61000-3-3	Conforme	

**Directives et déclaration du fabricant - immunité  
électromagnétique**

Le chargeur de batterie 2WIN est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du chargeur de batterie 2WIN doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

<b>Test d'immunité</b>	<b>IEC 60601 niveau de test</b>	<b>Conformité</b>	<b>Environnement électro-magnétique - conseils</b>
Électrostatique électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±6 kV contatto ±8 kV aria	Conforme	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative

			doit être d'au moins 30 %.
Électricité rapide transitoire/éclatement CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les entrées/sorties lignes	Conforme	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Surtension IEC 61000-4-5	±1 kV ligne(s) à ligne(s) ±2 kV ligne(s)	Conforme	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.



	à la terre		
Les chutes de tension, les interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée de l'alimentation CEI 61000-4-11	<5 % $U_T$ (>95 % de baisse de l' $U_T$ ) pour 0,5 cycle 40 % $U_T$ (60 % d'écart par rapport à l' $U_T$ ) pour 5 cycles 70 % $U_T$	Conforme	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du chargeur de batterie 2WIN a besoin d'un fonctionnement continu pendant les interruptions du réseau électrique, il est recommandé

	(30 % d'écart par rapport à l' $U_T$ ) pour 25 cycles <5 % $U_T$ (>95 % de baisse du $U_T$ ) pendant 5 s		d'alimenter le chargeur de batterie 2WIN à partir d'une alimentation sans interruption ou d'une batterie.
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) champ magnétique IEC 61000-4-8	3 A/m	Conforme	Les champs magnétiques à haute fréquence doivent être à des niveaux caractéristiques

			d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.
NOTE $U_T$ est la tension du réseau alternatif avant l'application du niveau de test.			



Adaptica Srl

Via San Marco 9/H, 35129 Padova (PD), Italy

[support@adaptica.com](mailto:support@adaptica.com)

[www.adaptica.com](http://www.adaptica.com)